

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com

Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Acetato de etilglicol 50/a

Referencia 67 26 801

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	50 a 700 ppm
Número de emboladas (n):	10
Tiempo de medición:	aprox. 3 min
Desviación estándar:	±20 a 30 %
Cambio de color:	amarillo → verde turquesa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	10 a 35 °C
Humedad absoluta:	5 a 12 mg H ₂ O/L

Principio de reacción

Acetato de etilglicol + Cr^{VI} → Cr^{III} + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

Los alcoholes, los ésteres, los compuestos aromáticos y los éteres también se indican, pero con diferentes sensibilidades. Es imposible distinguirlos.



D-15307-2010