

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Fosfamina 50 – 5000 ppb

Referencia 86 10 400

Rango de medición:	50 a 5000 ppb (solo junto con Adaptador básico tubo ppb 37 02 013)
Duración típica de la medición:	20 a 95 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	5 a 30 °C
Corrección de la temperatura:	ninguna
Humedad:	1 a 25 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 200 ppb de fosfamina por:	
	5000 ppb de formaldehído
	5000 ppb de acetileno
	10000 ppm de bromuro de metilo
	5000 ppb de óxido de etileno
	1000 ppb de ácido cianhídrico
El ácido sulfhídrico y el etilmercaptano causan más errores, no se recomienda la medición en presencia de estos gases.	
Medición con sondas	
Las mediciones con sonda no son posibles con el MicroTube de fosfamina 50 a 5000 ppb.	