

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Óxido de etileno 25 - 250 ppb

Referencia 86 10 200

Rango de medición:	25 a 250 ppb
Duración típica de la medición:	150 a 600 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	10 a 25 °C
Humedad:	2 a 15 mg/l
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 100 ppb de óxido de etileno por:	
	250 ppb de acroleína
	300 ppb de formaldehído
	2500 ppb de 2-cloroetanol
	3000 ppb de etanol
	4500 ppb de isopropanol

Medición con sondas

Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		1
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		1
Probe Set GP600 (83 28 667)		3