

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com

Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Cloruro de vinilo 100/a

Referencia CH 19 601

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	100 a 3000 ppm
Número de emboladas (n):	18 a 1
Tiempo de medición:	máx. 3 min
Desviación estándar:	±30 %
Cambio de color:	violeta → marrón claro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	0 a 40 °C
Humedad absoluta:	< 30 mg H ₂ O/L

Principio de reacción

$\text{CH}_2=\text{CHCl} + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{IV} + \text{varios productos de oxidación}$

Sensibilidad cruzada

Se indican muchos compuestos orgánicos con enlaces dobles C=C, pero con diferentes sensibilidades. Es imposible distinguirlos. Es imposible medir el cloruro de vinilo en presencia de sulfuros de dialquilo.

