

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Fosfamina 25/a

Referencia 81 01 621


Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	200 a 10 000 ppm / 25 a 900 ppm
Número de emboladas (n):	1 / 10
Tiempo de medición:	aprox. 1,5 min / aprox. 10 min
Desviación estándar:	±10 a 15 %
Cambio de color:	amarillo → marrón oscuro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	0 a 40 °C
Humedad absoluta:	< 30 mg H ₂ O/L

Principio de reacción



Sensibilidad cruzada

La arsenamina y el hidruro de antimonio también se indican, pero con menor sensibilidad.

El ácido sulfhídrico, el amoníaco, el ácido clorhídrico y los mercaptanos se retienen en la capa de pre-limpieza.

