

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Fosfamina 50/a

Referencia CH 21 201


Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	50 a 1000 ppm
Número de emboladas (n):	3
Tiempo de medición:	aprox. 2 min
Desviación estándar:	±10 a 15 %
Cambio de color:	amarillo → marrón negro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	0 a 50 °C
Humedad absoluta:	< 40 mg H ₂ O/L

Principio de reacción



Sensibilidad cruzada

La arsenamina y el hidruro de antimonio también se indican, pero con diferente sensibilidad.

El ácido sulfhídrico, los mercaptanos, el amoníaco, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el ácido clorhídrico en el rango VLA (TLV) no interfieren en la indicación.

Extensión del rango de medición

Mediante $n = 10$, multiplicar la lectura por 0,3; el rango de medición será de 15 a 300 ppm.

